

KERN OBB-A 1476

Obiettivo acromatico, 4 x /0,1 W.D. (18 mm)

KERN



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Obiettivo acromatico per microscopio

Design

Anti fungus	✓
-------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	65×40×40 mm
Peso netto	0,3 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,60 kg
Peso di spedizione	0,6 kg

Obiettivo

Qualità delle lenti	Acromatico
Obiettivo ingrandimento	4 x
Apertura numerica	0,1
Obiettivo distanza di lavoro	18 mm