

# KERN OBB-A3207

# KERN

Obiettivo acromatico, 100 x / 1,25 (olio) (molleggiato) W.D. (0,2 mm)

## Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Obiettivo acromatico per microscopio

## Design

Dimensioni (L×P×A)	36×25×25 mm
--------------------	-------------

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	65×40×40 mm
Peso netto	0,3 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,60 kg
Peso di spedizione	0,6 kg

## Obiettivo

Qualità delle lenti	Acromatico
Obiettivo ingrandimento	100 x
Apertura numerica	1,25
Obiettivo distanza di lavoro	0,2 mm