

KERN OZB-A4207

KERN

Antifungino 0,5 x



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Obiettivo per microscopio

Design

Anti fungus	✓
-------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	55×55×25 mm
Peso netto	0,7 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,70 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1 kg

Obiettivo

Obiettivo ingrandimento	0,5 x
Obiettivo distanza di lavoro	250 mm

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY