

# KERN OZB-A4208

# KERN

Antifungino 2 x



## Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Obiettivo per microscopio

## Design

Anti fungus	✓
-------------	---

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	55×55×25 mm
Peso netto	0,7 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,70 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1 kg

## Obiettivo

Obiettivo ingrandimento	2 x
Obiettivo distanza di lavoro	81 mm

## Pittogrammi

STANDARD



1 DAY