

KERN OZB-A464 1

KERN

Obiettivo supplementare 0,5 x



Categoria

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Marchio | Optics |
| Categoria di prodotto | Strumento ottico |
| Gruppo di prodotti | Obiettivo supplementare |

Design

| | |
|-------------|---|
| Anti fungus | ✓ |
|-------------|---|

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------------|-------|
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -5 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 40 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 55×55×25 mm |
| Peso netto | 0,7 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,70 kg |
| Peso lordo ca. | 1,00 kg |
| Peso di spedizione | 1 kg |

Obiettivo

| | |
|-------------------------|-------|
| Obiettivo ingrandimento | 0,5 x |
|-------------------------|-------|

Pittogrammi

STANDARD

